

OMTD50H

Держатель оптики



Преимущества серии

- Материал — алюминиевый сплав 6061-T6.
- Диаметр оптики 50,8 мм.
- Совместим с 60-мм каркасной системой.
- Фиксация оптического элемента с помощью винта с нейлоновым наконечником.

Описание

Держатель оптики OMTD50H используется для крепления круглых оптических компонентов. Может быть зафиксирован на круглой монтажной платформе OMTD50G для установки в 60-мм каркасную систему. В держателе для надежной фиксации оптических элементов используются установочные винты с нейлоновым наконечником и стопорное кольцо, что позволяет избегать царапин на поверхности оптики. Подходит для оптических компонентов диаметром 50,8 мм и минимальной толщиной 2,5 мм. В комплект входят винты с шестигранной головкой M4.

Параметры модели

Модель	OMTD50H
Материал	Алюминиевый сплав 6061-T6
Обработка поверхности	Черное анодирование
Диаметр оптики, мм	50,8
Минимальная толщина оптики, мм	2,5
Высота оптической оси, мм	34,8
Способ фиксации	Винты с нейлоновым наконечником

Чертеж OMTD50H

