

## SM1

### Оптические адаптеры



SM1N-FAPC



SM1W-FPC

#### Преимущества серии

- Три типа коннекторов: FC/PC, FC/APC, SMA.
- Совместим с различными коаксиальными платами  $\varnothing$  30 мм.
- Светонепроницаемая конструкция.
- Легкий в установке и использовании.
- Размагниченный.

#### Описание серии

Оптические адаптеры серии SM1 предназначены для интеграции в коаксиальные системы диаметром 30 мм с помощью коаксиальных монтажных пластин диаметром 30 мм или линзовых трубок. Серия с внешней резьбой SM1W имеет непрозрачные вогнутые отверстия с обеих сторон и может быть установлена в любом направлении с помощью гаечного ключа для стопорных колец. Наружный край внутренней резьбы серии SM1N имеет накатку для ручной затяжки, что удобно для установки вручную. Все адаптеры изготовлены из нержавеющей стали марки 304 и размагничены.


#### Общие характеристики

Внешняя резьба	SM1	Обработка поверхности	Электромагнитное размагничивание
Материал	Нержавеющая сталь марки 304	<i>(Примечание: после размагничивания сохраняется слабая магнитная сила)</i>	


#### Параметры моделей

Модель	Коннектор	Резьба
SM1W-FPC	FC/PC	Внешняя
SM1W-FAPC	FC/APC	Внешняя
SM1W-SMA	SMA	Внешняя
SM1N-FPC	FC/PC	Внутренняя
SM1N-FAPC	FC/APC	Внутренняя
SM1N-SMA	SMA	Внутренняя


### Чертеж SM1W-FPC



### Чертеж SM1W-FAPC



### Чертеж SM1W-SMA



### Чертеж SM1N-FPC

