

OMCA150

Ручные держатели зонда



Преимущества серии:

- Позиционер подходит для I-V/C-V/RF/субмикронных испытаний;
- Линейное, безоткатное движение, магнитная адсорбция;
- Механизм регулировки наклона на 30 градусов;
- Стабильная конструкция высокой жесткости без зазоров, пружина с защитой от люфта X-Y-Z;
- Может использоваться с коаксиальными/триаксиальными креплениями зондов;
- Возможность радиочастотного тестирования от постоянного тока до 40 – 120 ГГц.

Основные параметры серии

Способ фиксации	Магнитная адсорбция	Габариты (Д x Ш x В), мм	86 x 112 x 108
Количество зубьев, зубья/дюйм	100	Ход по осям X / Y / Z, мм	12 x 12 x 12
Масса, г	650	Точность регулировки, мкм	0,5