

## FG45

### Держатели оптики под углом 45°



#### Преимущества серии

- Черный анодированный алюминий обеспечивает высокую прочность и надежность.
- Надежная фиксация оптических элементов  $\varnothing 25,4$  мм.

#### Описание серии

Держатели оптики под углом 45° серии FG45 предназначены для монтажа оптических элементов диаметром 25,4 мм и максимальной толщиной 3 мм. Держатели FG45 могут устанавливаться как на держателях серии OMR, так и на стержнях из нержавеющей стали, обеспечивая точную фиксацию оптических элементов под углом 45°.

#### Общие характеристики

Диаметр оптики, мм	25,4	Способ крепления	Установка под углом 45°
Максимальная толщина оптики, мм	3,0	Материал	Черный анодированный алюминиевый сплав 6061-T6

#### Чертеж FG45

