

HYQJ-B

Настольные оптические стеллажи



Преимущества серии

- Совместимость с оптическими столами размером от 600 x 600 мм до 6000 x 1500 мм.
- Полки оснащены дополнительными розетками для питания оборудования.
- Возможно установить подсветку по запросу.
- Максимальная грузоподъемность 100 кг.

Описание серии

Оптические стеллажи расширяют полезную площадь над столом для размещения различных приборов и оборудования и при этом не влияют на устойчивость системы, а также обеспечивают рабочее место дополнительными точками электропитания. Стеллажи серии **HYQJ-B** не занимают места на полу, их каркас сварен из стальных труб квадратного сечения с нанесенным электростатическим черным напылением устойчивым к коррозии. Полки оснащены розетками под китайские или европейские вилки — на ваш выбор. Опционально доступна подсветка для освещения рабочего пространства над столом.

Отличающиеся параметры моделей

Модель	Размер платформы, мм	Высота, мм
HYQJ0606B	600 x 600	800
HYQJ075075B	750 x 750	800
HYQJ0906B	900 x 600	800
HYQJ1007B	1000 x 700	800
HYQJ1008B	1000 x 800	800
HYQJ1208B	1200 x 800	800
HYQJ1509B	1500 x 900	800
HYQJ1510B	1500 x 1000	800
HYQJ1512B	1500 x 1200	800
HYQJ1609B	1600 x 900	800
HYQJ1812B	1800 x 1200	800
HYQJ1815B	1800 x 1500	800
HYQJ2010B	2000 x 1000	800
HYQJ2012B	2000 x 1200	800
HYQJ2412B	2400 x 1200	800
HYQJ3010B	3000 x 1000	800
HYQJ3012B	3000 x 1200	800
HYQJ3015B	3000 x 1500	800
HYQJ3512B	3500 x 1200	800
HYQJ3515B	3500 x 1500	800
HYQJ4015B	4000 x 1500	800
HYQJ4215B	4200 x 1500	800
HYQJ4815B	4800 x 1500	800
HYQJ5015B	5000 x 1500	800
HYQJ6015B	6000 x 1500	800