

HGZD-D

Мраморные оптические столы с колесиками



HGZD0606D



HGZD3015D

Преимущества серии

- Столешница из цельного натурального мрамора.
- Превосходная жесткость и плоскостность рабочей поверхности.
- Система виброизоляции с резиновыми демпферами.
- Широкий выбор стандартных размеров: от 600 x 600 мм до 6000 x 1500 мм.
- Доступно изготовление по индивидуальному заказу.

Описание серии

Столешница оптических столов серии **HGZD** изготавливается из цельного натурального мрамора, обладает более высокой плоскостностью, жесткостью и стабильностью по сравнению со столешницами из стали. Благодаря системе виброизоляции с резиновыми выравнивающими элементами и роликовыми подшипниками стол обеспечивает высокие показатели жесткости и виброизоляции.

Данная серия отлично подходит для спектроскопии, интерферометрии, метрологии, волоконной оптики и других применений требовательных к высокому уровню виброизоляции и стабильности.

Параметры моделей

Модель	HGZD0606D	HGZD0906D	HGZD1008D	HGZD1208D	HGZD1509D	HGZD1510D
Размеры столешницы, мм	600 x 600	900 x 600	1000 x 800	1200 x 800	1500 x 900	1500 x 1000
Количество ножек	4	4	4	4	4	4
Максимальная нагрузка, кг	1102	1054	984	940	1853	1792
Вес, кг	97	145	216	259	546	607
Размеры ножек, мм	120 x 120	120 x 120	120 x 120	120 x 120	200 x 200	200 x 200

Модель	HGZD1512D	HGZD1609D	HGZD1812D	HGZD1815D	HGZD2010D	HGZD2012D
Размеры столешницы, мм	1500 x 1200	1600 x 900	1800 x 1200	1800 x 1500	2000 x 1000	2000 x 1200
Количество ножек	4	4	4	4	4	4
Максимальная нагрузка, кг	1671	1816	2433	2142	2520	2304
Вес, кг	729	583	1166	1458	1080	1296
Размеры ножек, мм	200 x 200	200 x 200	200 x 200	200 x 200	200 x 200	200 x 200

Модель	HGZD2412D	HGZD2415D	HGZD3010D	HGZD3012D	HGZD3015D	HGZD3512D
Размеры столешницы, мм	2400 x 1200	2400 x 1500	3000 x 1000	3000 x 1200	3000 x 1500	3500 x 1200
Количество ножек	4	4	4	4	6	6
Максимальная нагрузка, кг	2044	1656	1980	1656	1755	1998
Вес, кг	1555	1944	1620	1944	3645	3645
Размеры ножек, мм	200 x 200	200 x 200	200 x 200	200 x 200	200 x 200	200 x 200

Модель	HGZD3515D	HGZD4015D	HGZD4215D	HGZD4815D	HGZD5015D	HGZD6015D
Размеры столешницы, мм	3500 x 1500	4000 x 1500	4200 x 1500	4800 x 1500	5000 x 1500	6000 x 1500
Количество ножек	6	6	8	8	12	12
Максимальная нагрузка, кг	1147	540	2097	1368	4725	3510
Вес, кг	3402	4205	5103	5832	6075	7290
Размеры ножек, мм	200 x 200	200 x 200	200 x 200	200 x 200	200 x 200	200 x 200