


OMXC114C

Трехосная наклонная платформа



Описание серии

Трехосная платформа OMXC114C от OMTOOLS обеспечивает регулировку наклона и вращения для выравнивания оптических компонентов. Устройство обеспечивает полную угловую свободу в трех направлениях и регулировку наклона и поворота с использованием микрометров, позволяющую компонентам быть ориентированными параллельно в любой плоскости. В комбинации с позиционером XYZ серии, платформа может обеспечивать шесть степеней свободы для полного спектра позиционирования.

Параметры OMXC114C

Оси перемещения	$\theta X \theta Y \theta Z$	Диапазон угла наклона, °	± 4
Чувствительность, "	2	Диапазон угла поворота, °	± 4
Угол тангажа, °	± 4	Нагрузка, Н	67

Чертеж OMXC114C

