


HGZZ-J

Комплектующие для установки компьютера



Описание серии

Комплектующие для установки компьютера серии **HGZZ-J** специально разработаны для современных научных и биологических исследований. Они устанавливаются на защитные ограничители серии **HGZZ-M**. Это значительно облегчает работу с компьютером, а также сокращает требования к лабораторному пространству.

Параметры моделей

Модель	Предназначение	Масса, кг
HGZZ-J1	Установка монитора и клавиатуры	5,4

Чертеж HGZZ-H

