

OMZT12W

Диски для моторизированных держателей фильтров



Преимущества серии

- Возможность установки до 12 фильтров диаметром 12,7 мм и толщиной 6,35 мм.
- В комплект входит внешний адаптер для установки тубусов диаметром 12,7 мм (0,5").
- Диск совместим с моторизированным держателем оптических фильтров серии OMZT-W.

Описание серии

Диски серии OMZT12W предназначены для использования с моторизированным держателем оптических фильтров серии OMZT-W. В данные диски можно установить до 12 фильтров диаметром 12,7 мм (0,5") и толщиной до 6,35 мм (0,25").

Основные параметры OMZT12W

Диаметр оптики, мм	12,7	Толщина оптики, мм	6,35 ($\leq 0,25"$)
Количество креплений для фильтров	12		

Чертеж OMZT12W

