

## HYQJ-BH

### Настольные оптические стеллажи с темной комнатой



#### Преимущества серии

- Совместимость с оптическими столами размером от 600 x 600 мм до 6000 x 1500 мм.
- Полки оснащены дополнительными розетками для питания оборудования.
- Каркас дополнен крышей-основанием для штор для создания темной комнаты.
- Шторы с крючками в комплекте.
- Возможно установить подсветку по запросу.
- Максимальная грузоподъемность 100 кг.

#### Описание серии

Оптические стеллажи расширяют полезную площадь над столом для размещения различных приборов и оборудования и при этом не влияют на устойчивость системы, а также обеспечивают рабочее место дополнительными точками электропитания. Стеллажи серии **HYQJ-BH** не занимают места на полу, их каркас сварен из стальных труб квадратного сечения с нанесенным электростатическим черным напылением устойчивым к коррозии, а также дополнен крышей-основанием для штор для создания темной комнаты. Полки оснащены розетками под китайские или европейские вилки — на ваш выбор. Опционально доступна подсветка для освещения рабочего пространства над столом.

**Отличающиеся параметры моделей**

Модель	Размеры совместимого стола, мм	Высота, мм
HYQJ0606BH	600 x 600	800
HYQJ075075BH	750 x 750	800
HYQJ0906BH	900 x 600	800
HYQJ1007BH	1000 x 700	800
HYQJ1008BH	1000 x 800	800
HYQJ1208BH	1200 x 800	800
HYQJ1509BH	1500 x 900	800
HYQJ1510BH	1500 x 1000	800
HYQJ1512BH	1500 x 1200	800
HYQJ1609BH	1600 x 900	800
HYQJ1812BH	1800 x 1200	800
HYQJ1815BH	1800 x 1500	800
HYQJ2010BH	2000 x 1000	800
HYQJ2012BH	2000 x 1200	800
HYQJ2412BH	2400 x 1200	800
HYQJ3010BH	3000 x 1000	800
HYQJ3012BH	3000 x 1200	800
HYQJ3015BH	3000 x 1500	800
HYQJ3512BH	3500 x 1200	800
HYQJ3515BH	3500 x 1500	800
HYQJ4015BH	4000 x 1500	800
HYQJ4215BH	4200 x 1500	800
HYQJ4815BH	4800 x 1500	800
HYQJ5015BH	5000 x 1500	800
HYQJ6015BH	6000 x 1500	800