

HGZZ-F

Защитные ограничители



Описание серии

Серия **HGZZ-F** представляет собой защитные ограничители, которые устанавливаются на краю оптического стола, образуя барьер для защиты виброизоляционной плиты. Они обеспечивают защиту рабочей зоны от случайных касаний, охватывают всю длину столешницы и служат основой для установки дополнительных компонентов, таких как защитные кожухи для электрофизиологии, подлокотники и скользящие полки для подготовки проб.

Параметры моделей

Модель	Длина, мм	Масса, кг
HGZZ600F	608	5,4
HGZZ900F	908	6,6
HGZZ1000F	1008	7,0
HGZZ1200F	1208	7,8
HGZZ1500F	1508	9,0
HGZZ1600F	1608	9,5
HGZZ1800F	1808	10,3
HGZZ2000F	2008	11,1
HGZZ2400F	2408	12,7

Чертеж HGZZ-F

