

OMGJX04A

Кейс с инструментами



Преимущества серии

- В нижнем отделе - четыре комплекта винтов.
- В верхнем отделе – наборы шестигранных ключей и отверток.

Описание серии

Нижний ярус ящика для инструментов содержит четыре коробки с различными винтами и два уровня с отвертками и шестигранными ключами. Коробки M2, M3, M4 и M6 используются для крепления оптических стержней, держателей оптики и механико-оптических устройств. Смешанная коробка содержит различные адаптеры и дополнительные винты. Винты и монтажные инструменты с другими характеристиками доступны для покупки отдельно.

Основные параметры

Комплектация	Количество, шт
Комплект винтов M4 (OMGJH12Z)	1
Комплект винтов M2 (OMGJH18Z)	1
Комплект винтов M3 (OMGJH13Z)	1
Комплект винтов M6 (OMGJH11Z)	1
Набор шестигранных ключей (OMGJQ07Z)	1
Набор отверток (OMGJQ06Z)	1
Набор отверток (OMGJQ03Z)	1