

OMGJH13Z

Комплект винтов М3 в кейсе



Преимущества серии

- Набор изготовлен из нержавеющей стали 304.
- Разнообразие типов резьбы.

Описание серии

Комплект винтов с резьбой М3 используется для крепления оптико-механических устройств на оптических столах. Набор винтов имеет большое количество винтов разнообразных длин.

Основные параметры

Комплектация	Количество, шт
Установочный винт М3, длина резьбы 3мм	40
Установочный винт М3, длина резьбы 5 мм	30
Винт М3 с потайной головкой, длина резьбы 6 мм	60
Винт М3 с потайной головкой, длина резьбы 8 мм	60
Винт М3 с полукруглой головкой, длина резьбы 6 мм	60
Винт М3 с полукруглой головкой, длина резьбы 8 мм	60
Винт М3 с цилиндрической головкой, длина резьбы 6 мм	60
Винт М3 с цилиндрической головкой, длина резьбы 8 мм	60
Винт М3 с цилиндрической головкой, длина резьбы 10 мм	60
Винт М3 с цилиндрической головкой, длина резьбы 12 мм	60
Винт М3 с цилиндрической головкой, длина резьбы 16 мм	60
Гайка М3	40
Шайба М3	40