

LBE25

Держатели оптики



Преимущества серии

- Материал — алюминиевый сплав 6061-T6.
- Предназначен для круглых оптических элементов.
- Возможность установки оптики под углом 45 градусов.
- Совместим с 30-мм каркасной системой.

Описание серии

Держатель оптики от OMTOOLS предназначен для установки круглых оптических элементов под углом 45 градусов. Основание держателя оборудовано резьбовыми отверстиями SM1 и отверстиями с резьбой M3 с шагом 30 x 30 мм.

Держатель совместим с оптическими элементами с резьбой SM1. Подходит для 30-мм каркасных систем. В нижней части держатель оснащен резьбовым отверстием M4, что позволяет устанавливать его непосредственно на стальной стержень диаметром 12 или 25 мм. Корпус держателя анодирован и чернен для минимизации воздействия на оптическую систему и снижения отражения от его поверхности.

Параметры модели

Модель	LBE25
Материал	Алюминиевый сплав 6061-T6
Обработка поверхности	Черное анодирование
Диаметр оптики, мм	25,4
Толщина оптики, мм	3 - 6
Резьба центрального отверстия	SM1

Чертеж LBE25

