

OMTD50D

Куб для установки тубусов



Преимущества серии

- Материал — алюминиевый сплав 6061-T6.
- Совместим с 60-мм каркасными системами.
- Предназначен для установки тубусов с резьбой SM2.
- Резьба отверстий на четырех боковых сторонах SM2.
- Для установки стержней используются сквозные отверстия \varnothing 6 мм.

Описание серии

Куб для установки тубусов OMTD50D предназначены для 60-мм каркасных систем. Верхняя и нижняя стороны пустые, при необходимости можно дополнить основаниями OMTD50E или OMTD50F. Кроме того, он оснащен сквозными отверстиями диаметром 6 мм и резьбовыми отверстиями M3 для крепления к стержням. Четыре стороны куба имеют резьбовые отверстия SM2.

Основные параметры

Модель	OMTD50D
Материал	Алюминиевый сплав 6061-T6
Поверхностная обработка	Черное анодирование
Внешние размеры, мм	76 x 76 x 76
Резьба центрального отверстия	SM2 (2,035 - 40)
Диаметр сквозных отверстий, мм	6
Монтажные отверстия	M3/24 шт

Чертеж OMTD50D

