

OMCA150RF

Ручные держатели зонда



Преимущества серии:

- Позиционер подходит для I-V/C-V/RF/субмикронных испытаний;
- Линейное, безоткатное движение, магнитная адсорбция;
- Механизм регулировки радиочастотного зонда;
- Ручка выравнивания многоточечного зонда, регулируется на $\pm 10^\circ$ с точностью до $0,1^\circ$;
- Может использоваться с коаксиальными/триаксиальными креплениями зондов;
- Рекомендуется использовать его с высокочастотным датчиком (40–110 ГГц).

Основные параметры серии

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| Способ фиксации | Магнитная адсорбция | Габариты (Д x Ш x В), мм | 94 x 75 x 95 |
| Количество зубьев, зубья/дюйм | 100 | Ход по осям X / Y / Z, мм | 12 x 12 x 12 |
| Масса, г | 750 | Точность регулировки, мкм | 0,5 |