

OMQP53W

Держатели цилиндрической оптики



Преимущества серии

- Прочный и надежный корпус из алюминиевого сплава 6061-T6.
- Регулируемый зажим позволяет устанавливать цилиндрические элементы диаметром от 13,5 до 42,0 мм.
- Прижимной рычаг образует устойчивый трехточечный контакт с основанием держателя.
- Отверстия M4 и M6 обеспечивают различные варианты установки в оптическую схему.

Описание серии

Держатели серии **OMQP53W** предназначены для установки цилиндрических элементов диаметром от 13,5 до 42,0 мм. Они состоят из V-образного основания и прижимного рычага, что обеспечивает устойчивый трехточечный контакт. Фиксация элементов осуществляется с помощью прижима, оснащенного зажимным винтом с нейлоновой головкой. В нижней части держателей имеются различные резьбовые и потайные отверстия, что обеспечивает различные варианты установки в оптические схемы.

Основные характеристики

Материал	Алюминиевый сплав 6061-T6	Диаметр элементов, мм	13,5 – 42,0
Размеры, мм	60x60x69	Масса, г	120

Чертеж OMQP53W

