

OMTD25G

Круглая монтажная пластина



Преимущества серии

- Материал — алюминиевый сплав 6061-T6.
- Совместима с 30-мм каркасной системой.
- Обеспечивает угол тангажа/рысканья в пределах 4°.
- Перемещение в направлении оси Z — 2,8 мм.
- Могут быть установлены сверху или снизу кубов OMTD25D и OMTD25E.

Описание

Круглая монтажная пластина OMTD25G может быть установлена сверху или снизу кубов OMTD25D и OMTD25E. Пластина также оснащена тремя прецизионными регулировочными винтами SPM5L13, которые обеспечивают угол тангажа/рысканья $\pm 4^\circ$ и перемещение 2,8 мм вдоль оси Z. Она имеет резьбовые отверстия M3 и M4 для установки других оптомеханических аксессуаров и может быть использована совместно с кубами для каркасных систем.

Параметры модели

| Модель | OMTD25G |
|---|---------------------------|
| Материал | Алюминиевый сплав 6061-T6 |
| Обработка поверхности | Черное анодирование |
| Перемещение по оси Z, мм | 2.8 |
| Угол тангажа/рысканья | $\pm 4^\circ$ |
| Резьба и количество монтажных отверстий | M4/1 |

Чертеж OMTD25G

