


OMGM0101

Защитный экран



Преимущества серии

- Материал – углеродистая сталь.
- Размеры 100 x 100 x 2 мм.
- На поверхности нанесена линейка.

Описание серии

Защитные экраны от OMTOOLS подходят для приема и блокировки света на оптическом пути. Экраны изготовлены из углеродистой стали с напылением, имеющим гладкую, ровную и прочную поверхность.

Параметры модели

Модель	OMGM0101
Материал	Углеродистая сталь
Габариты, мм	100 x 100 x 2

Чертеж OMGM0101

