

OMCA40T

Ручные держатели зонда



Преимущества серии:

- Микропозиционеры для I-V/C-V-тестирования;
- Линейное движение, магнитная адсорбция;
- Механизм регулировки наклона на 30 градусов;
- Стабильная конструкция высокой жесткости без зазоров, пружина с защитой от люфта X-Y-Z;
- Может использоваться с коаксиальными/триаксиальными креплениями зондов;
- Однолинейная структура работы, занимающая меньшую площадь, зонды можно размещать близко друг к другу.

Основные параметры серии

Способ фиксации	Магнитная адсорбция	Габариты (Д x Ш x В), мм	96 x 52 x 76
Количество зубьев, зубья/дюйм	80	Ход по осям X / Y / Z, мм	12 x 12 x 12
Масса, г	350	Точность регулировки, мкм	2