

OMTD50A

Кубическое крепление светоделителей для каркасных систем



Преимущества серии

- Материал — алюминиевый сплав 6061-T6.
- Совместим с 60-мм каркасными системами.
- Предназначен для установки светоделительного куба 50,8 мм.
- Резьба центрального отверстия SM2.
- Для установки стержней используются сквозные отверстия \varnothing 6 мм.

Описание серии

Кубические крепления светоделителей OMTD50A предназначены для 60-мм каркасных систем. Верхняя и нижняя стороны пустые, при необходимости можно дополнить OMTD50B, OMTD50C, OMTD50E или OMTD50F. Кроме того, он оснащен сквозными отверстиями диаметром 6 мм для крепления к стержням и резьбовыми отверстиями M3. Четыре стороны куба имеют резьбовые отверстия SM2.

Основные параметры

Модель	OMTD50A
Материал	Алюминиевый сплав 6061-T6
Поверхностная обработка	Черное анодирование
Внешние размеры, мм	80 x 80 x 80
Резьба центрального отверстия	SM2 (2,035 - 40)
Диаметр сквозных отверстий, мм	6
Монтажные отверстия	M3/24 шт

Чертеж OMTD50A

