

## LBL25B

### Револьверные держатели фильтров



#### Преимущества серии

- Диаметр фильтров 25,4 мм, толщина – до 3,6 мм.
- В основании держателя расположено резьбовое отверстие М6.
- Прочный и надежный корпус из алюминиевого сплава 6061-T6.
- Конструкция держателя, состоящая из двух дисков, позволяет установить до 12 фильтров.
- Оптические компоненты большей толщины или диаметра возможно установить при помощи дополнительного тубуса

#### Описание серии

Револьверные держатели фильтров представляют собой конструкцию из двух дисков с 6 монтажными отверстиями на каждом диске. Отверстия имеют внутреннюю резьбу SM1 и позволяют устанавливать оптику  $\varnothing 25,4$  мм и толщиной до 3,6 мм. Фиксация происходит с помощью стопорного кольца серии GYKH25A (в комплекте поставляется по одному кольцу для каждого отверстия дискового держателя). Стопорные кольца обеспечивают точное выравнивание для повышения воспроизводимости позиционирования. В основании располагается резьбовое отверстие М6 для удобного крепления к оптическим платформам и плитам.

#### Основные параметры LBL25B

Максимальный размер оптики, мм	25,4	Материал корпуса	Алюминиевый сплав 6061-T6
Максимальная толщина оптики, мм	3,6	Резьбовое отверстие	M6

## Чертеж LBL25B

