


HGZZ-K

Боковые полки



Описание серии

Дополнительные полки серии **HGZZ-K** устанавливаются на защитные ограничители **HGZZ-M** и позволяют увеличить рабочее пространство вашего оптического стола. Максимальная нагрузка до 50 кг. Плита изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава с сеткой монтажных резьбовых отверстий М6 с шагом 25 мм. Эти отверстия предназначены для надежной фиксации компонентов оптики и оптомеханики.

Параметры моделей

Модель	Размеры, мм	Масса, кг	Толщина, мм
HGZZ600K	600 x 600	13,8	10
HGZZ800K	800 x 800	17,0	10
HGZZ-900K	900 x 900	18,6	10
HGZZ-1000K	1000 x 660	20,1	10

Чертеж HGZZ-K

