


## HGZZ-M

### Защитные ограничители



#### Описание серии

Серия **HGZZ-M** представляет собой боковые защитные ограничители, устанавливаемые слева или справа от оптического стола, образуя барьер для защиты оптической плиты. Они обеспечивают защиту рабочей зоны от случайных касаний, охватывают всю ширину столешницы и служат основой для установки дополнительных компонентов, таких как рамы с полками для рабочей станции, боковые полки, расширительные платформы, кронштейны для мониторов и клавиатур.

#### Параметры моделей

Модель	Длина, мм	Масса, кг
HGZZ600M	608	5,4
HGZZ800M	808	6,2
HGZZ900M	908	6,6
HGZZ1000M	1008	7,0
HGZZ1200M	1208	7,8
HGZZ1500M	1508	9,0

## Чертеж HGZZ-M

