

## LBB50B

### Держатели оптики



#### Преимущества серии

- Материал — алюминиевый сплав 6061-T6.
- Совместимы с 60-мм каркасными системами.
- Диаметр оптики 50,8 мм.
- Максимальная толщина оптики 8 мм.

#### Описание

Держатель LBB50B подходит для круглой оптики диаметром 50,8 мм или тубусов с резьбой SM2. Он имеет четыре отверстия диаметром 6 мм, расположенных на расстоянии 60 x 60 мм. На боковых сторонах отверстий расположены винты М3 для фиксации стержней. На нижней части пластины расположены отверстия с резьбой М4 для установки на стержни  $\varnothing$  12 или 25мм.

#### Параметры модели

Модель	LBB50B
Материал	Алюминиевый сплав 6061-T6
Обработка поверхности	Черное анодирование
Диаметр оптики, мм	50,8
Максимальная толщина оптики, мм	8
Резьба центрального отверстия	SM2

Чертеж LBB50B

