

LBB16

Квадратные монтажные пластины



Преимущества серии

- Материал — алюминиевый сплав 6061-T6.
- Боковая фиксация.
- Модуль может быть заменен без полной разборки каркасной системы.

Описание серии

Квадратные монтажные пластины используются для соединения и фиксации нескольких 30-мм систем. Центральное резьбовое отверстие позволяет соединять элементы с резьбой SM1. Боковые отверстия диаметром 2,4 мм используются для выравнивания устанавливаемых устройств относительно пластины. Благодаря боковому креплению, не требуется разбирать всю систему для замены модуля. Модуль может быть заменен без полной разборки системы.

Параметры модели

Модель	LBB16
Материал	Алюминиевый сплав 6061-T6
Обработка поверхности	Черное анодирование
Резьба центрального отверстия	SM1

Чертеж LBB16

