

OMCZ25B

Вертикально регулируемые держатели оптики



Преимущества серии

- Прочный и надежный корпус из алюминиевого сплава 6061-T6.
- Плавная регулировка положения оптических элементов с помощью регулировочных винтов $\varnothing 0,25$ мм с функцией блокировки.
- Подходит для работы с оптическими элементами $\varnothing 25,4$ мм.
- Угол регулировки $\pm 2,5^\circ$ обеспечивает высокую точность настройки.
- Крепление осуществляется с помощью прижимного кольца.

Описание серии

Вертикально регулируемые держатели оптики серии OMCZ25B оснащены двумя регулировочными винтами, расположенными вертикально в верхней части корпуса. Благодаря этому держатели могут использоваться в оптических системах с узким боковым пространством. Отверстие с внутренней резьбой SM1 позволяет устанавливать оптические элементы $\varnothing 25,4$ мм и максимальной толщиной 7 мм. Положение регулируется по двум осям (тангаж и рыскание) и может быть зафиксировано для обеспечения стабильности. В основании корпуса держателя имеются два ортогональных резьбовых отверстия M4, с помощью которых держатель может быть установлен на оптические стержни $\varnothing 12$ мм или $\varnothing 25$ мм.

Основные параметры OMCZ25B

Диаметр оптики, мм	25,4	Точность регулировки, °/об	0,41
Максимальная толщина оптики, мм	7,0	Способ крепления	Прижимное кольцо
Диапазон регулировки углов, °	$\pm 2,5$	Материал	Алюминиевый сплав 6061-T6

Чертеж OMCZ25B

