


HGZT


Оптические столы с виброизоляцией



HGZT0606



HGZT3015



HGZT4215



HGZT5015

Преимущества серии

- Прочная металлическая конструкция – легкая в монтаже и надежная в эксплуатации.
- Резиновые выравнивающие элементы компенсируют механические колебания и грубые вибрации.
- Широкий выбор стандартных размеров: от 600 x 600 мм до 6000 x 1500 мм.
- Столы популярных размеров всегда в наличии на складе производителя.
- Доступно изготовление по индивидуальному заказу.

Описание серии

Серия **HGZT** является одной из ключевых в линейке столов OMTOOLS. Оптическая плита со стандартной сеткой монтажных резьбовых отверстий М6 из нержавеющей стали имеет матовую гладкую поверхность, резиновые выравнивающие элементы и регулируемые по высоте ножки делают столы серии **HGZT** универсальной платформой для любой оптической лаборатории, где не предъявляются высокие требования к виброизоляции.


Основные параметры

Тип виброизолирующих элементов	Резиновые элементы	Высота стола, мм	800
Выравнивающие элементы	Роликовые подшипники	Регулировка высоты, мм	±10
Поверхность стола	Матовая	Тип регулировки	Механическая
Плоскостность, мм/мм	≤0,1/ 600 x 600	Собственная частота, Гц	7 – 16
Шероховатость поверхности, мкм	≤ 3,2		


Отличающиеся параметры моделей

Модель	Размеры столешницы, мм	Кол-во ножек	Толщина столешницы, мм	Макс. нагрузка, кг	Размеры опор, мм
HGZT0606	600 x 600	4	100	750	120 x 120
HGZT0906	900 x 600	4	100	720	120 x 120
HGZT1008	1000 x 800	4	100	700	120 x 120
HGZT1208	1200 x 800	4	100	670	120 x 120
HGZT1509	1500 x 900	4	150	1300	200 x 200
HGZT1510	1500 x 1000	4	150	1250	200 x 200
HGZT1512	1500 x 1200	4	150	1250	200 x 200
HGZT1609	1600 x 900	4	150	1300	200 x 200
HGZT1812	1800 x 1200	4	200	1200	200 x 200
HGZT1815	1800 x 1500	4	200	1135	200 x 200
HGZT2010	2000 x 1000	4	200	1230	200 x 200
HGZT2012	2400 x 1200	4	200	1176	200 x 200
HGZT2412	2400 x 1200	4	200	1112	200 x 200
HGZT2415	2400 x 1500	4	200	1014	200 x 200
HGZT3010	3000 x 1000	4	200	1095	200 x 200
HGZT3012	3000 x 1200	4	200	1014	200 x 200
HGZT3015	3000 x 1500	6	300	1650	200 x 200
HGZT3512	3500 x 1200	6	300	1700	200 x 200
HGZT3515	3500 x 1500	6	300	1683	200 x 200
HGZT4015	4000 x 1500	6	300	1542	200 x 200
HGZT4215	4200 x 1500	8	300	2150	200 x 200
HGZT4815	4800 x 1500	8	300	2028	200 x 200
HGZT5015	5000 x 1500	12	300	3488	200 x 200
HGZT6015	6000 x 1500	12	300	3285	200 x 200

Чертеж HGZT0606 – HGZT3012





型号	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	G/mm
HGZT0606D	600	600	800	100	380	380	120
HGZT0906D	900	900	800	100	680	380	120
HGZT1008D	1000	800	800	100	780	580	120
HGZT1208D	1200	800	800	100	980	580	120
HGZT1509D	1500	900	800	150	1200	600	200
HGZT1510D	1500	1000	800	150	1200	700	200
HGZT1512D	1500	1200	800	150	1200	900	200
HGZT1609D	1600	900	800	150	1300	600	200
HGZT1812D	1800	1200	800	200	1500	900	200
HGZT1815D	1800	1500	800	200	1500	1200	200
HGZT2010D	2000	1000	800	200	1720	700	200
HGZT2012D	2000	1200	800	200	1720	900	200
HGZT2412D	2400	1200	800	200	2120	900	200
HGZT2415D	2400	1500	800	200	2120	1200	200
HGZT3010D	3000	1000	800	200	2740	700	200
HGZT3012D	3000	1200	800	200	2740	900	200




DRAWING PROJECTION 		OMTOOLS	
REV	A0	HGZT系列阻尼平台 (4支腿)	
DRAWN	TODD		
DATE	2022/3/24	WEIGHT	SCALE
FOR INFORMATION ONLY NOT FOR MANUFACTURING PURPOSES		kg	1:20



Чертеж HGZT3015 – HGZT4015



型号	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	G/mm
HGZT3015D	3000	1500	800	300	1370	1200	200
HGZT3512D	3500	1200	800	300	1620	900	200
HGZT3515D	3500	1500	800	300	1620	1200	200
HGZT4015D	4000	1500	800	300	1870	1200	200

DRAWING PROJECTION 		OMTOOLS	
REV	A0	HGZT系列阻尼平台(6支腿)	
DRAWN	TODD		
DATE	2022/3/19	WEIGHT	SCALE
FOR INFORMATION ONLY NOT FOR MANUFACTURING PURPOSES		kg	1:25

Чертеж HGZT4215 – HGZT4815



Чертеж HGZT5015 – HGZT6015

