

FG1SMB

Торцевая заглушка



Преимущества серии

- Заглушка изготовлена из алюминиевого сплава 6061-T6
- Внешняя резьба SM1.

Описание серии

Торцевая заглушка FG1SMB - это защитная крышка с внешней резьбой, которая используется для защиты оптических компонентов и предотвращения попадания пыли и света в механические детали с внутренней резьбой. Края заглушки имеют прямую насечку для упрощения процесса установки и снятия.

Подробные характеристики FG1SMB

Материал	Алюминиевый сплав 6061-T6	Резьба	Внешняя SM1 (Ø1,035 – 40)
Поверхностная обработка	Черное анодирование	Внешний диаметр, мм	30,5

Чертеж FG1SMB

