

OMCA40

Ручные держатели зонда



Преимущества серии:

- Микропозиционеры для I-V/C-V-тестирования;
- Компактный размер;
- Прецизионное скольжение для обеспечения линейного движения;
- Линейное движение, магнитная адсорбция;
- Стабильная конструкция высокой жесткости без зазоров, пружина с защитой от люфта X-Y-Z;
- L-образное зажимное фиксирующее устройство, простое в эксплуатации.

Основные параметры серии

Способ фиксации	Магнитная адсорбция	Габариты (Д x Ш x В), мм	62 x 38 x 45
Количество зубьев, зубья/дюйм	80	Ход по осям X / Y / Z, мм	12 x 12 x 12
Масса, г	200	Точность регулировки, мкм	10