

OMYE200Z

Ручные столики для микроскопа



Преимущества серии

- Прочный и надежный корпус из алюминиевого сплава.
- Направляющая с поперечными роликами с высокой степенью ортогональности и точностью перемещения.
- Сквозное отверстие в центре для использования с микроскопом.
- Пружинные зажимы для фиксации образцов.

Описание серии

Устройства серии **OMYE200Z** представляют собой ручные трансляторы со сквозным отверстием в центре, предназначенные для использования в качестве столиков для микроскопов. Они обеспечивают перемещение по двум осям в диапазоне 50 мм (с возможностью настройки). Корпус выполнен из прочного алюминиевого сплава с черным анодированным покрытием, что гарантирует надежность и долговечность. Трансляторы приводятся в движение микрометрическими винтами, а направляющие с поперечными роликами повышают ортогональность и точность позиционирования. Устройства оснащены стандартными монтажными отверстиями для установки различных компонентов и пружинными зажимами для фиксации чашек Петри или предметных стекол с образцами.

Основные характеристики

Материал и обработка поверхности	Алюминиевый сплав Черное анодирование	Тип направляющей	Направляющая с поперечными роликами
Тип привода	Микрометрический винт	Горизонтальная нагрузка, кг	10
Размеры платформы, мм	200x200	Размеры центрального отверстия, мм	90x90
Перемещение по оси X, мм	±25	Перемещение по оси Y, мм	±25
Цена деления шкалы, мм	0,01	Параллельность движения, мм	≤0,05
Совместимость с монтажной платой-адаптером	OMLA22B	Масса, кг	3,08

Аксессуары

- OMLA22B - Адаптер, размеры 110x125x86 мм.

Чертеж OMYE200Z

