

## OMGJH18Z

### Комплект винтов с различным типом резьбы в кейсе



#### Преимущества серии

- Набор изготовлен из нержавеющей стали 304.
- Разнообразие типов резьбы.

#### Описание серии

Комплект используется для крепления оптико-механических устройств на оптических столах. Набор винтов имеет большое количество разнообразных длин и типов резьбы.

#### Основные параметры

Комплектация	Количество, шт
Винт с потайной головкой M2, длина резьбы 5 мм	60
Винт с потайной головкой M2.5, длина резьбы 6 мм	60
Винт M2 с цилиндрической головкой, длина резьбы 6 мм	60
Винт M2.5 с цилиндрической головкой, длина резьбы 8 мм	60
Винт M2.5 с цилиндрической головкой, длина резьбы 10 мм	60
Винт M3 с цилиндрической головкой, длина резьбы 3 мм	10
Винт M3 с цилиндрической головкой, длина резьбы 5 мм	10
Винт M4 с цилиндрической головкой, длина резьбы 4 мм	10
Винт M4 с цилиндрической головкой, длина резьбы 5 мм	10
Винт M6 с цилиндрической головкой, длина резьбы 6 мм	10
Ручка GYBSNL7.5	2
Винт PS1ZM4M3	2
Винт PS1ZM6M3	2
Винт PS1ZM6M4	2
Винт PS2ZM3M4	2
Винт PS2ZM4M6	2
Установочный винт PS3ZM6M4	2
Установочный винт PS3ZM3M6	2