

OMJC

прижимные держатели тубусов SM1/SM2



Преимущества серии

- Используется для установки и фиксации тубусов с внешней резьбой SM1 и SM2.
- Трехосевая система фиксации обеспечивает стабильность крепления.
- Потайное отверстие М6 для удобной установки в оптических схемах.

Описание

Защелкивающиеся держатели OMTOOLS специально разработаны для установки и фиксации тубусов SM1 и SM2. С помощью держателя объектив можно закрепить на плите или оптическом столе. Крепление фиксируется на основании с помощью стопорных винтов.

В нижней части кронштейна имеется потайное отверстие с резьбой М6. Для его установки можно использовать соединитель с резьбой М6 или при помощи винтов М4 закрепить монтажный кронштейн на оптическом столе.


Основные характеристики

Материал	Черный анодированный алюминий	Нижнее монтажное отверстие	М6
----------	-------------------------------	----------------------------	----

Подробные характеристики

Артикул	Диаметр тубуса	Толщина, мм	Внутренний диаметр, мм	Высота центра отверстия, мм	Габариты, мм
OMJC31K	SM1	12	30,5	25,5	44 × 48
OMJC56K	SM2	12	56	38,5	70 × 73,5

Чертеж OMJC31K



Чертеж OMJC56K

